



CLINAIR

Riferimento CA115

Detergente sanitizzante per filtri e batterie dei condizionatori d'aria.

Descrizione

Il prodotto, grazie a un buon grado di viscosità, aderisce alle superfici da pulire. Consente la pulizia degli apparecchi senza dar luogo a colature.



Istruzioni per l'uso

Pulizia del filtro: togliere dall'apparecchio il filtro da pulire e posizionarlo sopra una vaschetta. Agitare leggermente il flacone e spruzzare sul filtro. Lasciare agire il prodotto per circa 10 minuti, quindi risciacquare. Riapplicare il filtro una volta asciutto.

Pulizia delle griglie e delle batterie: agitare leggermente il flacone e spruzzare il prodotto sulle pareti da pulire che resterà ancorato alle superfici anche verticali. Risciacquare dopo circa 10 minuti.

AVVERTENZE

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Contiene: fosfonati, tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici < 5 %,

Cartone	12 flaconi
Unità	Flacone 500 ml

Informazioni negozio

Via dell'Artigianato, 8 - Pernumia (Padova) **Tel:**0429 763476 **Email:** axor@axor.net